

▶ Kit de fixation Cavere Care

Caractéristiques produits

Conditionnement 1

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle
531366	Pour cloisons légères avec renfort en bois dur
531373	Pour maçonnerie pleine
531380	Pour maçonnerie creuse avec cartouche de mortier
531387	Pour maçonnerie creuse sans cartouche de mortier

Descriptif

Pour la fixation de barres d'appui rabattables ou fixes, de sièges de douche rabattables ou de dossiers.

Avec plaque de montage sur cloisons légères en placoplâtre, planches d'aggloméré ou panneaux en fibres dures.

Avec un renfort en bois dur de 20 mm minimum (panneau en contreplaqué de plusieurs épaisseurs encollées) intégré dans la cloison au niveau des points de fixation lors du montage de la cloison ou rajouté de l'autre côté de la cloison en cas de cloison déjà existante.

Pour le dossier avec plaque de montage il faut 2 sets de montage.

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté suivant la configuration et la nature de la cloison.

La fixation de ce type de matériel de sécurité doit être effectuée par un professionnel.

Conditions de livraison

Livraison avec 4 vis pour panneaux de particules 10x90 mm, (Torx T40) en inox classe A2-AISA 304

