

Flacon de solution oculaire stérile - Lot de 3

FARMOR
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

Caractéristiques produits

Conditionnement **3**

Unité de vente **(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Contenance (mL)
362933	100
362940	250
362947	500

Descriptif

Sérum physiologique stérile pour réaliser des rinçages oculaires immédiats et abondants. Recommandé pour nettoyer les yeux lors de projections d'éléments solides (poussière, sciures, particules métalliques) dans les usines, ateliers ou sur les chantiers.

Le flacon de 250 ml peut recharger la station oculaire murale Farmor IWA 8252 OC.

Le flacon de 500 ml peut recharger le coffret oculaire mural Farmor DUO 7502 OC et la station oculaire murale Farmor IWA 8502 OC.

Flacon muni d'une oeillère ergonomique.

Usage unique : jeter après utilisation en fonction des préconisations de recyclage et d'élimination des déchets.

Gamme

Les flacons ont été développés pour un rinçage facile et efficace des yeux.

Les flacons sont scellés pour garantir l'intégrité des solutions.

La forme ergonomique de l'oeillère facilite l'ouverture de l'oeil d'une part et l'évacuation du sérum d'autre part.

L'oeillère est protégée par un capuchon.

Ouverture rapide 1/4 tour.

Se conservent 3 ans flacons fermés.

Conditions de livraison

Lot de 3 flacons.

