

## ▶ Flacon de solution oculaire stérile avec support mural - Lot de 3

**FARMOR**  
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

### Caractéristiques produits

Conditionnement **3**

Unité de vente **(1 conditionnement)**

### Caractéristiques techniques

Code	Contenance (mL)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
362954	250	115	65	60
362961	500	270	80	75

### Descriptif

Sérum physiologique stérile pour réaliser des rinçages oculaires immédiats et abondants. Recommandé pour nettoyer les yeux lors de projections d'éléments solides (poussière, sciures, particules métalliques) dans les usines, ateliers ou sur les chantiers. Flacon muni d'une oeillère ergonomique. Support mural avec 2 points d'accroche pour installation du flacon. Signalétique "lave œil" fournie avec un grippeur autocollant. Usage unique du flacon : jeter après utilisation en fonction des préconisations de recyclage et d'élimination des déchets.

### Gamme

Les flacons ont été développés pour un rinçage facile et efficace des yeux. Les flacons sont scellés pour garantir l'intégrité des solutions. La forme ergonomique de l'oeillère facilite l'ouverture de l'oeil d'une part et l'évacuation du sérum d'autre part. L'oeillère est protégée par un capuchon. Ouverture rapide 1/4 tour. Se conservent 3 ans flacons fermés.

